

درباره ما

شرکت تجهیزات پزشکی پژواک طب پویا در سال ۱۴۰۰ تاسیس و اولین تولید کننده آنکور سوچور در ایران می باشد و سایر محصولات این شرکت شامل: اندوباتن با لوپ بسته، اندوباتن با لوپ متغیر، ابزار جراحی آرتروسکوپی شانه و زانو، ساکشن کف اتاق عمل و تیوپ سرم دوسر و چهارسر به همراه پمپ و بدون پمپ و تیوپ مخصوص دستگاه آرتروسکوپی می باشد.


این شرکت ارائه دهنده محصولات با کیفیت طبق استانداردهای جهانی و دارنده ISO: ۱۳۴۸۵ می باشد و بکارگیری روشهای نوآورانه و به روز و ارائه خدمات رسانی به پزشکان محترم در زمینه پیشرفته ترین جراحی های آرتروسکوپی موفق شده تا رضایت کامل مشتریان و بیماران عزیز را جلب نموده و همواره در مسیر ارائه محصولات و توسعه بازار در ایران موقعیت قابل توجهی با توجه به زمان کوتاه فعالیت شرکت احراز نماید.

شرکت پژواک طب پویا با بهره گیری از متخصص ترین و مجرب ترین نیروی انسانی و کارشناسان ارشد و متخصص که ارزشمندترین منابع شرکت به شمار می روند و پایبندی به اصول اخلاق تجارت در همه سطوح کوشیده تا همواره برترین و بهترین خدمات را در زمینه ارائه محصولات به مشتریان عزیز عرضه نماید.



آنکور سوچور (Anchor Screw)

آنکور سوچور که محصولی مهم و اساسی در جراحی‌های ارتوپدی، ترمیم روتاتور کاف و بن کارت از طریق آرتروسکوپی و عمل باز به شمار می‌رود که برای اتصال تاندون آسیب‌دیده به استخوان استفاده می‌شود، به گونه‌ای که به یک سر این نخ‌های بخیه یک پیچ ظریف متصل شده و جراح با وارد کردن پیچ به استخوان باعث اتصال مستقیم نخ بخیه به بافت استخوانی می‌شود.



Anchor Screw Box

DM12S003



Hifi Suture 2

آنکور ۲/۷ ترمیم بنکارت (Anchor Screw)

- پیچ آنکور از جنس تیتانیوم با قطر ۲/۷ میلیمتر و به طول ۸/۵ میلیمتر عمدتاً به منظور ترمیم بنکارت از طریق آرتروسکوپی و یا جراحی باز طراحی شده است.
- رزوه های پهن چسبندگی استخوانی بهتری را فراهم می کند.
 - پیچ آنکور ۲/۷ را می توان به سادگی و با اطمینان از استخوان خارج کرد.
 - پیچ آنکور ۲/۷ دارای یک رشته نخ شماره ۲ با روکش غیرقابل جذب و با استحکام، به رنگ سفید-آبی می باشد.
 - آنکور به صورت نصب شده بر روی یک درایور استریل یکبار مصرف ارائه می گردد.

DM12S005



Hifi Suture 5

آنکور ۵ ترمیم روتاتورکاف (Anchor Screw)

پیچ آنکور از جنس تیتانیوم با قطر ۵ میلیمتر و به طول ۱۴ میلیمتر عمدتاً به منظور ترمیم روتاتورکاف از

طریق آرتروسکوپی و یا جراحی باز طراحی شده است.

● با توجه به قابلیت **Self-drilling** پیش بینی شده در نوک آنکور، نیازی به ریمر پیش از نصب آنکور نمی باشد.

● دارای دو نخ بافته شده با روکش غیر قابل جذب شماره ۵ با استحکام بالا، یکی به رنگ سفید-آبی و دیگری

سفید می باشد.

● آنکور به صورت نصب شده بر روی یک درایور استریل یکبار مصرف ارائه می گردد.



ابزارهای جراحی آرتروسکوپی

ابزارهای آرتروسکوپی شرکت پژواک طب پویا، شامل ابزارهای تخصصی به منظور تسهیل ترمیم جراحی های شانه و زانو به روش آرتروسکوپی می باشد. پرکاربردترین ابزارهایی است که توسط جراحان پیش بینی شده است، اما با این حال ، میتوان ابزارها را بر اساس ترجیح شخصی جراح نیز تأمین نمود. از جمله ابزارهای موجود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

گرسپر (Suture Grasper)

پانچ گرسپر جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز $4 \times 12/2$ mm

DM1205



گرسپر بلند جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز 4×18 mm جهت نگهداشتن بافت

DM1213





کاتر (Suture Cutter)

برش دهنده نخ جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز ۴×۱۲/۲ mm


DM1206



پانچ قیچی (Scissor Straight)

قیچی مستقیم کاربرد جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز ۴×۱۲/۲ mm جهت بریدن بافت

DM1201



پانچ سر بالا (Upbiter Straigh)

پانچ مستقیم سربالا کاربرد جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز $4 \times 12/2$ mm جهت برداشتن بافت

DM1202



پانچ راست گرد (Right Curved)

پانچ منحنی به سمت راست کاربرد جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز $4 \times 12/2$ mm جهت برداشتن بافت

DM1203



پانچ چپ گرد (Left Curved)

پانچ منحنی به سمت چپ کاربرد جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز $4 \times 12/2$ mm جهت برداشتن بافت

DM1204



بردبیک سربالا آرتروسکوپی (Birdy Suture Passer upbiter)

عبور دهنده نخ بردبیک سربالا کاربرد جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز ۳×۱۱ mm جهت گرفتن نخ

DM1208



بردبیک ۴۵ درجه راست آرتروسکوپی (Right 45 Birdy Suture Passer)

عبور دهنده نخ بردبیک راستگرد کاربرد جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز ۳×۱۲ mm جهت گرفتن نخ

DM1209



بردبیک ۴۵ درجه چپ آرتروسکوپی (Left 45 Birdy Suture Passer)

عبور دهنده نخ بردبیک چپگرد کاربرد جراحی آرتروسکوپی جنس استنلس استیل سایز ۳×۱۲ mm جهت گرفتن نخ

DM1210



عبور دهنده نخ اسکورپیون اتومات (Knee Suture Passer For Shoulder)

از این وسیله در جراحی آرتروسکوپی شانه برای ترمیم **Rotator cuff** و **Labral** استفاده می شود. جنس آن استنس استیل در سایز ۵ میلیمتر به طول ۳۶ میلیمتر ساخته شده است و با اکثر ابزارهایی که برای عبور نخ بخیه در راستای ترمیم **Rotator cuff** و **Labral** استفاده می شوند، در تطابق است. بارگذاری نخ بخیه در این سوزن ها از جهات مختلف بالا و پایین و یا از اطراف بسیار آسان است و این وسیله از ایمنی بالایی برخوردار است و کاربری ساده ای دارد.

DM1214



سوزن عبور دهنده نخ شانه (Needer For Shoulder)

از سوزن عبور دهنده نخ شانه در جراحی آرتروسکوپی استفاده می شود جنس آن استنس استیل سایز ۱۵ میلیمتر به طول ۲۰۷ میلیمتر می باشد. این وسیله از ایمنی بالایی برخوردار است و کاربری ساده ای دارد.

DM1216



عبور دهنده نخ اسکورپیون اتومات (Knee Suture Passer)

از این وسیله در جراحی آرتروسکوپی زانو برای ترمیم **ACL** و **PCL** استفاده می شود. جنس آن از استنس استیل در سایز ۵ میلیمتر به طول ۲۶ میلیمتر ساخته شده است و با اکثر ابزارهایی که برای عبور نخ بخیه در راستای ترمیم **ACL** و **PCL** استفاده می شوند، در تطابق است. بارگذاری نخ بخیه در این سوزن ها از جهات مختلف بالا و پایین و یا از اطراف بسیار آسان است. این وسیله از ایمنی بالایی برخوردار است و کاربری ساده ای دارد.

DM1215



سوزن عبور دهنده نخ زانو (Needer For Knee)

از سوزن عبور دهنده نخ زانو در جراحی آرتروسکوپی استفاده می شود جنس آن استنس استیل سایز ۱۵ میلیمتر به طول ۲۳۸ میلیمتر می باشد. این وسیله از ایمنی بالایی برخوردار است و کاربری ساده ای دارد.

DM1217



رتريور (Suture Retrivers)

سوچور رتريور پانچ نخ گیر کاربرد جراحی آرتروسکوپي جنس استنلس استیل سايز ۲×۱۲ mm جهت گرفتن نخ


DM1207



رتريور منقاري (Beak Suture Retrivers)

سوچور رتريور منقاري کاربرد جراحی آرتروسکوپي جنس استنلس استیل سايز ۲×۹ mm جهت گرفتن نخ

DM1211



جعبه (Case)



کف ساکشن اتاق عمل (Floor Suction)

معمولا به دلیل کنترل آلودگی و عفونت در کف اتاقهای تمیز (اتاقهای عمل ، سی اس آر، اتاق زایمان ، پکینگ روم و غیره) از کف شور معمولی استفاده نمیشود، به همین علت در صورت ریزش مایعات به هر دلیل (شستشو ، سیستم اسکوپ، خونریزی، عفونت آپسه، مایع اومنوم و غیره) امکان جمع آوری و خشک کردن و نظافت این نوع محیطها بسیار سخت و زمان بر است. ساکشن کف ساخت شرکت پژواک طب پویا امکان مکش هم زمان و بی صدا در طول زمان ترشح مایعات را دارد.

DM1212

